

1533641 - SpiroScout



Déscription

Avec le développement de la mesure du débit par ultrasons, Ganshorn a ouvert de nouvelles perspectives pour la spirométrie et les tests de fonction pulmonaire. Basé sur la détermination simultanée du débit et de la masse molaire, le SpiroScout mesure avec précision tous les paramètres spirométriques.

Le spiromètre SpiroScout est un laboratoire de fonction pulmonaire complet basé sur la méthode de mesure du débit par ultrasons de Ganshorn. Il permet la détermination exacte de tous les paramètres spirométriques tels que le débit/volume, la spirométrie, le volume pulmonaire ainsi que les mesures statiques et dynamiques de la fonction pulmonaire, y compris la mesure du débit de pointe.

Caractéristiques

- Détermination en temps réel des gaz respiratoires
- Capteur de débit à ultrasons de haute précision
- Sans étalonnage
- Sans entretien
- Compact et portable pour des tests indépendants de la station de mesure
- Rapide et fiable

Spécifications

Marque	Ganshorn
Dimensions du produit	L 9 cm, H 9 cm, L 18 cm
Poids du produit	1 kg
Normes	EN 60601-1
sku	1533641
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce