

1539648 - Texa® compresses de gaze - stériles - 7,5 x7,5 cm - 40 x 5 5 pcs



Déscription

Les compresses de gaze **Texa®** sont des compresses stériles de gaze hydrophile, convenant comme pansements traditionnels avec différentes possibilités d'application. Elles sont douces et souples, très absorbantes, respirantes et résistantes à la traction. Les compresses sont faites de 100% coton, contiennent 17-fils et sont plissées chirurgicalement avec une frange en retrait.

Spécifications

Marque	Texa
Composition	100% coton - tissé à 17 fils
Stérile	Oui
sku	1539648
Couches	8 couches
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Quantité par emballage	40 x 5 pcs
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	7,5 x 7,5 cm
Type d'emballage	Boîte