

## 1624699 - BD Adaptateur Luer Multi-échantillons Vacutainer - 1 x 100 pcs



### Déscription

L'adaptateur Luer BD Vacutainer est un adaptateur Luer stérile idéal pour une utilisation avec des cathéters, des aiguilles d'injection ou tout raccord Luer femelle. Ce système de prélèvement fermé est spécialement conçu et rigoureusement testé pour minimiser la variabilité pré-analytique durant le processus de prélèvement et de traitement du sang.

Caractéristiques principales :

- Convient pour un usage unique
- Fabriqué en polypropylène de haute qualité
- Sans latex – sûr pour les utilisateurs allergiques au latex
- Emballé stérilement pour une hygiène et une sécurité maximales

L'adaptateur Luer BD Vacutainer garantit un prélèvement sanguin fiable et hygiénique, contribuant à des résultats de laboratoire précis et à un environnement de travail sécurisé.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>SKU leverancier</b>	367300
<b>sku</b>	1624699
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Type d'emballage</b>	Boîte