

## 1577190 - PiezoWave 2 Touch - "Multiusage 2/3 ED"- Incl. pièce à main FBL10x5 G2 & F7 G3 - incl. chariot



### Déscription

La **série MultiUse** de **Richard Wolf** élève la thérapie par ondes de choc à un niveau supérieur grâce à des extensions intelligentes et des solutions pratiques pour les environnements médicaux exigeants. Cette série avancée est conçue pour les professionnels qui souhaitent combiner plusieurs sources de thérapie et travailler efficacement sans compromis sur la facilité d'utilisation ou la précision.

#### Caractéristiques principales :

##### Support extensible pour sources de thérapie

Permet d'accueillir deux sources de thérapie supplémentaires, rangées en toute sécurité et de manière ordonnée – idéal pour les cliniques offrant une large gamme de traitements.

##### Générateur haute tension avancé

Un seul générateur qui pilote à la fois les sources de thérapie simple et double couche, pour un contrôle optimal et une constance dans chaque traitement.

##### Compartiments de rangement pratiques

Deux supports de rangement pour gels avec fixation assurent un espace de travail organisé et un accès rapide aux fournitures.

##### Pédale optionnelle

Commande mains libres des niveaux d'intensité et de l'activation des ondes de choc pour un confort et une précision de traitement accrus.

Manchons fournis : **FBL10x5 G2 & F7 G3**

Le **FBL10x5G2** est une source de thérapie unique avec une zone focale linéaire, spécialement conçue pour le traitement des structures superficielles étendues. Grâce à sa forme linéaire, l'énergie est répartie de manière homogène sur la surface, assurant une application dynamique et efficace sur de larges zones de traitement.

Avec une profondeur de pénétration de 20 mm et une EFD maximale de 0,16 mJ/mm<sup>2</sup>, cette source offre une énergie pulsée puissante mais contrôlée, parfaite pour les tissus sensibles ou superficiels.

**Zones d'application :**

- **Musculosquelettique (MSK)** : Pour les grandes structures superficielles comme le tendon d'Achille et le fascia plantaire.
- **Urologie** : Soutien dans le traitement de la dysfonction érectile (DE).
- **Dermatologie** : Adapté au traitement des plaies chroniques et des ulcères.

La **source de thérapie F7G3** est une tête de traitement compacte et facile à utiliser, conçue pour une thérapie précise et efficace des douleurs superficielles. Grâce à sa petite zone focale précise, cet appareil est particulièrement adapté pour **localiser et traiter les points douloureux**, avec une **profondeur de pénétration de 30 mm** au centre focal.

Cette source de thérapie est idéale pour les applications en **thérapie musculosquelettique (MSK)**, notamment pour le traitement des **structures myofasciales proches de la surface cutanée**, telles que les tendinopathies ou les points trigger dans la région de l'épaule et du bras. De plus, la F7G3 offre une solution efficace en **urologie**, spécifiquement pour le traitement de la **maladie de La Peyronie**.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Elvation
<b>sku</b>	1577190
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce