

1546388 - Support tête de douche - blanc - 1 pc



Déscription

Support universel de pommeau de douche qui convient à tous les supports muraux Ergrogrip à partir de 30 cm de longueur, à tous les supports muraux à 90° et aux supports verticaux combinés. Ce support de pommeau de douche peut également être installé ultérieurement. Il est léger et facilement réglable sur toute sa longueur.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2630.2006-02
Catégorie supports muraux	Accessoires pour supports muraux
Couleur	Blanc
Type d'emballage	Pièce