

## 1601009 - Aiguilles stylo - 31G x 5 mm - Quinta ETW - jaune - 100 pcs



### Déscription

Les aiguilles Betica ont une pointe de aiguille tranchée en trois parties et une couche spéciale de silicone double pour plus de confort lors des injections. La paroi de l'aiguille (extra) fine permet un meilleur flux d'insuline et une durée d'injection plus courte. Les aiguilles sont polies électrolytiquement pour une canule encore plus lisse.

### Spécifications

<b>Marque</b>	betica
<b>Composition</b>	Double couche de silicone
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1601009
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Dimensions</b>	31G x 5 mm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte