

## 1560295 - Tork Savon mousse antimicrobien - 6 x 1 L



### Déscription

Lavez-vous les mains efficacement avec Tork Savon mousse antimicrobien désinfectant. Sa formule contenant peu d'alcool est hautement efficace contre les bactéries, les virus et les levures. Combine lavage des mains standard et désinfection en une seule procédure de lavage. Sa formule également incolore et sans parfum réduit les risques de réaction allergique. S'adapte dans les distributeurs pour savon mousse Tork, certifiés faciles à utiliser et qui permettent une bonne hygiène des mains pour tous.

- Efficace contre une grande variété d'organismes problématiques – conforme à la norme EN 1499
- Hygiénique : la bouteille hermétique avec pompe à usage unique élimine tout risque de contamination croisée lors du remplissage
- Entretien garanti sans effort et rechargements intuitifs en moins de 10 secondes
- La bouteille est recyclable et se rétracte après utilisation, ce qui permet de réduire le volume des déchets
- Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Tork
<b>SKU leverancier</b>	520800
<b>Ingrédients</b>	Ethanol 36 g/100 g, Isopropyl alcohol 4 g/100 g, Aqua, MIPA Laureth Sulfate, Glycerin, Caprylyl Glycol, Propylene Glycol, Betaine, Dipropylene Glycol, Glyceryl Caprylate, Citric Acid
<b>sku</b>	1560295
<b>Contenu</b>	1 l
<b>Forme physique</b>	Mousse
<b>Odeur</b>	Odeur d'alcool
<b>Système</b>	S4 - Distributeurs Foam
<b>Type d'emballage</b>	Carton