

## 1623352 - SRT6 - Gamme d'Auto-Réhabilitation - incl. Kiosque



### Déscription

Le **SRT6 de Dessintey** a été spécialement développé pour les patients qui doivent travailler sur **l'entraînement de l'attention, la précision motrice et les mouvements contrôlés** dans une amplitude de mouvement limitée. Cet appareil d'auto-rééducation est idéal pour la **rééducation neurologique et gériatrique**, où des exercices contrôlés et sécurisés sont essentiels.

La solution Dessintey utilise des **appareils SRT** qui offrent une large gamme d'exercices, à la fois communs et spécifiques à l'appareil. Cela permet d'adapter chaque séance d'exercice entièrement aux objectifs de récupération individuels du patient. Grâce à une approche interactive et ludique, la thérapie reste stimulante et motivante – idéale aussi bien pour l'entraînement autonome que pour les séances accompagnées.

#### Caractéristiques du Dessintey Guided Self-Rehabilitation Lab 6 - SRT 6

- **Entraînement de l'attention** : aide les patients à améliorer leur concentration et leurs fonctions cognitives pendant les exercices moteurs.
- **Amplitude de mouvement limitée** : idéal pour les patients ayant une mobilité réduite ou en phase précoce de rééducation.
- **Définition de la zone active** : délimitation claire de la zone de travail, permettant au patient de se concentrer sur les bons mouvements et répétitions.
- **Exercices motivants** : combinaison de tâches motrices et cognitives qui maintient les patients actifs et engagés.
- **Sécurisé et accessible** : utilisable en position assise ou debout, adapté aux personnes âgées et aux patients avec des limitations neurologiques.

Le Dessintey Guided Self-Rehabilitation Lab offre une grande variété de formes d'entraînement qui stimulent à la fois les fonctions physiques et les capacités mentales :

- **Motricité fine, attention & coordination**
- **Flexibilité cognitive & mémoire**

- **Résolution de problèmes & exploration visuelle**
- **Motricité globale & fonctions exécutives, représentation visuelle & rotation mentale**
- **Coordination, attention & rapidité de réaction**
- **Déduction & mémoire**

### **Pourquoi choisir Dessintey ?**

La **technologie SRT** de Dessintey stimule les patients de manière **ludique et intuitive** grâce à une ou plusieurs sphères interactives manipulées à une ou deux mains. Cette approche innovante combine **exercices moteurs et cognitifs**, activant ainsi à la fois le corps et l'esprit.

Les appareils SRT peuvent être utilisés non seulement pendant les séances de rééducation classiques, mais aussi :

- Dans un espace d'auto-rééducation
- Lors de séances de groupe encadrées

Le patient se concentre sur l'**exécution et la répétition des mouvements** à travers des activités cognitivo-motrices stimulantes. Grâce à l'**affichage en temps réel à l'écran**, le patient voit immédiatement l'impact de ses actions, ce qui augmente la motivation et l'adhésion à la thérapie.

Avec le Guided Self-Rehabilitation Lab de Dessintey, vous investissez dans un environnement de rééducation personnalisé, motivant et fondé sur des preuves. Vous stimulez la participation active, accélérez la récupération des fonctions motrices et cognitives, et donnez aux patients la motivation et les moyens de prendre activement en main leur processus de rééducation.

Le Guided Self-Rehabilitation Lab de Dessintey est **disponible avec ou sans kiosque, et peut également être livré avec deux ou trois kiosques.**

## **Spécifications**

<b>Marque</b>	Dessintey
<b>sku</b>	1623352
<b>Type d'emballage</b>	Pièce