

1554272 - LokomatNanos



Déscription

Rééducation locomotrice fonctionnelle intensive avec "rétroaction augmentée" de **Hocoma**. Conçu pour la rééducation à la marche des patients souffrant d'un accident vasculaire cérébral, d'une lésion de la moelle épinière, d'un traumatisme crânien, d'une sclérose en plaques ou de troubles neurologiques.

Le Lokomat® Nanos est une version simplifiée du Lokomat® Pro. Ses dimensions sont plus limitées, ce qui permet de le placer facilement dans les petits espaces.

Le Lokomat® Nanos offre toutes les fonctions de base pour une rééducation locomotrice intensive de la marche robotisée.

Avantages

- Réhabilitation précoce
- Intensité = répétitions x effort
- Réhabilitation robotique de la marche : du passif sur assisté à l'actif contre résistance
- Retour d'information motivationnel adapté au patient et au thérapeute

Conçu avec tous les avantages de **Lokomat® Pro** au meilleur rapport qualité-prix.

Spécifications

Marque	Hocoma
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce