

1539825 - Sabot Clog 03 avec lanière - Blanc/Bleu marine - taille 43/44 - 1 paire



Déscription

Si vous recherchez un sabot vraiment professionnel, Wock Clog est le choix qui convient. Clog est fabriqué en Steri-Tech™, un polymère de grande qualité qui peut être parfaitement stérilisé dans l'autoclave. Le Clog est antistatique et offre un excellent confort grâce à son absorption optimale des chocs. La semelle de propreté amovible, les brides au talon et les trous de ventilation procurent une sensation particulièrement agréable. Ainsi, vous êtes encore au mieux de votre forme à la fin de la journée de travail ! Pour encore plus de confort, vous pouvez compter sur la semelle de propreté Walksoft* en option. Le Wock Clog rend le travail plus agréable pour les activités professionnelles durant lesquelles il est inévitable de rester debout pendant des heures et lorsque l'hygiène est un must.

Spécifications

Marque	Wock
Unisexe	Oui
Anti-glisse	Oui
Antistatique	Oui
Convient pour le bloc opératoire	Non
Stérilisable	Oui
Bride de talon	Oui
Absorption des chocs	Oui
Semelle intérieure amovible	Oui
Trous de ventilation	Oui
Sangle de talon amovible	Oui
sku	1539825
Couleur du sabot	Bleu Marine
Matériel	Steri-tech™ polymère
Réglementation Européenne	2016/425/EU - Class I
Taille	43-44
Type d'emballage	Paire
Type de bouchon	Clog