

1607320 - QualiBelly Advanced – ceinture abdominale – hauteur 27 cm – M



Déscription

Le **QualiBelly Advanced** est une **ceinture de compression pour chirurgie abdominale** unique et brevetée, conçue pour offrir un confort, une protection et une fonctionnalité inégalés tant aux patients qu'aux soignants.

Cette innovante **ceinture abdominale tri-bandes** favorise une récupération fluide, aide les patients à se lever plus tôt et leur permet de marcher droit sans exercer de tension sur la plaie.

Une bonne stabilisation de la paroi abdominale est cruciale après une opération pour prévenir des complications telles que la déhiscence de la plaie, l'infection et la hernie. En même temps, il est nécessaire de tousser pour éviter l'accumulation de mucus et l'atélectasie après une anesthésie, ce qui entraîne cependant un pic de pression intra-abdominale, provoquant douleur et tension sur l'incision.

Le **QualiBelly Advanced** offre le soutien nécessaire durant cette phase critique de récupération – plus fort que ce que le patient peut faire avec ses mains – et augmente le confort, la sécurité et la mobilité.

Caractéristiques techniques :

- **Conception tri-bandes** : 3 bandes élastiques superposées avec fermetures velcro indépendantes
- **Méthode de couture propriétaire** : Permet des ouvertures entre les bandes pour les drains, stomies ou dispositifs
- **Bandes ouvrables séparément** : Permet l'inspection de la plaie sans perdre tout le soutien

10 raisons de choisir le QualiBelly Advanced :

1. Réduit le risque d'infection

Plus besoin de découper des ouvertures dans le tissu – les dispositifs et drains sont efficacement enveloppés.

2. Gain de temps pour le personnel soignant

Plus besoin de ciseaux ou de cutters pour découper le matériau – évite le gaspillage et économise du temps.

3. Moins de douleur lors des soins de la plaie

Une ou deux bandes peuvent être ouvertes tandis que le reste de l'abdomen reste soutenu.

4. Peut être refermé par un seul soignant

Même chez les patients obèses – pas besoin de personnel supplémentaire.

5. Compression ajustable individuellement

Haut, milieu et bas de l'abdomen réglables séparément pour un confort maximal.

6. Transformable en système à deux bandes

La bande supérieure peut être repliée vers le bas en position assise ou au repos – confort dorsal supplémentaire.

7. Support universel optionnel pour drainage ou lignes

Plus besoin de ruban adhésif ou d'épingles de sûreté – favorise la mobilité.

8. Fermeture interne renforcée avec compression externe

Réduit le gonflement, le risque de hernie et favorise la cicatrisation.

9. Amélioration de la posture et de la respiration

Soutient une posture correcte et prévient les complications pulmonaires postopératoires.

10. Rentable et haut rendement pour les hôpitaux

Moins d'infections, moins de complications et durée d'hospitalisation réduite – retour sur investissement mesurable.

Spécifications

Marque	Qualiteam
sku	1607320
Circonférence	85 - 105 cm
Hauteur de bandage de soutien	27 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	M
Type d'emballage	Pièce