

## FNP1MR850 - MR850 Humidificateur



### Déscription

L'humidificateur MR850 est utilisé pour chauffer et humidifier les gaz administrés aux patients nécessitant une ventilation mécanique, une assistance respiratoire à pression positive ou d'autres gaz médicaux. Ce produit est destiné à être utilisé sous la surveillance d'un personnel médical qualifié.

#### Avantages:

- Adaptable. Un seul dispositif prend en charge plusieurs thérapies pour les patients adultes, pédiatriques et néonataux.
- Fiable. Des performances constantes et éprouvées.
- Robuste. Conçu pour une utilisation quotidienne en milieu hospitalier
- Technologie des capteurs de débit. Mise en veille automatique pendant les périodes où le débit de gaz est interrompu.
- Contrôle de la condensation et compensation de l'humidité. Algorithmes automatiques conçus pour réduire la condensation dans le circuit mobile.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fisher & Paykel
<b>sku</b>	FNP1MR850
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce