

## FNP1MR850 - MR850 Humidificateur



### Déscription

L'humidificateur MR850 est utilisé pour chauffer et humidifier les gaz administrés aux patients nécessitant une ventilation mécanique, une assistance respiratoire à pression positive ou d'autres gaz médicaux. Ce produit est destiné à être utilisé sous la surveillance d'un personnel médical qualifié.

#### Avantages:

- Adaptable. Un seul dispositif prend en charge plusieurs thérapies pour les patients adultes, pédiatriques et néonataux.
- Fiable. Des performances constantes et éprouvées.
- Robuste. Conçu pour une utilisation quotidienne en milieu hospitalier
- Technologie des capteurs de débit. Mise en veille automatique pendant les périodes où le débit de gaz est interrompu.
- Contrôle de la condensation et compensation de l'humidité. Algorithmes automatiques conçus pour réduire la condensation dans le circuit mobile.

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Fisher & Paykel              |
| <b>sku</b>                       | FNP1MR850                    |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe IIb |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |