

## 1561312 - Mosys étagère à vêtements avec rail 1200 mm - 1220 x 455 x 1750 mm - 1 pc



### Déscription

Système MOSYS en acier chromé - système facile à monter sans outils - étagères réglables en hauteur tous les 25 mm.

### Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	L 122 cm, H 175 cm
<b>Profondeur du produit</b>	455 mm
<b>sku</b>	1561312
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce