

1603867 - Proximate® reload unit thick tissue - 75 mm - vert - 12 pcs



Déscription

- Forme en B
- Épaisseur du tissu: épaisse
- Hauteur des agrafes ouvertes: 4,5 mm
- Hauteur des agrafes fermées: 2,0 mm
- Diamètre du fil: 0,23 mm

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Ethicon |
| sku | 1603867 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe III |
| Type d'emballage | Boîte |