

## 1546237 - Linido assise de douche courte - avec dossier et accoudoirs - acier époxyé - blanc - 1 pc



### Déscription

L'assise de douche court sans accoudoirs ni dossier est idéal pour les petites salles de bains. Le siège souple offre un haut confort à l'utilisateur. L'assise de douche peut être facilement replié après utilisation, libérant ainsi de l'espace pour les déplacements. Il peut être fixé au mur très facilement et en toute sécurité.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2223.0211-02
<b>Profondeur du siège</b>	41.5 cm
<b>Largeur du siège</b>	45 cm
<b>Accoudoirs</b>	Oui
<b>Dossier</b>	Oui
<b>Pliable</b>	Oui
<b>Composition</b>	Acier époxyé
<b>sku</b>	1546237
<b>Catégorie assise de douche</b>	Assises de douche
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Poids max. de l'utilisateur</b>	150 kg
<b>Type d'emballage</b>	Pièce