

1500990 - Pansement compressif A - 7 x 10 cm - stérile - 1 x 10 pcs



Déscription

Pansement compressif pour arrêter les saignements, fixer les pansements et comme pansement de fixation pour les ecchymoses.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Stérile	Oui
sku	1500990
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Quantité par emballage	1 x 10 pcs
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille	7 x 10 cm
Type d'emballage	Boîte