

1575965 - Tork Premium Extra gel hydro-alcoolique - S4 - 6 x 1 l - BE-REG-00138



Déscription

Le gel hydroalcoolique pour les mains contenant 80 % d'alcool dénaturé (m/m) tue efficacement les micro-organismes pour aider à prévenir la propagation des infections. Efficace contre une grande variété d'organismes, y compris tous les virus enveloppés plus norovirus et rotavirus. Idéal pour une hygiène des mains quotidienne, y compris dans les établissements de soins. La formule non collante contenant des ingrédients hydratants est prouvée douce et sûre pour la peau. Adapté au distributeur de soins pour la peau (S4).

Spécifications

Marque	Tork
SKU leverancier	424205
Ingrédients	Ethanol 80 g/100G, Autres ingrédients, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl, Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol
sku	1575965
Contenu	1 l
Couleur	Transparent
Forme physique	Gel
Niveau de qualité	Premium
Odeur	Odeur d'alcool
Système	S4 - Distributeurs Foam
Type d'emballage	Carton