

1601796 - Keiser M3i Indoor Cycling Bike avec Computer



Déscription

Les équipements cardio Keiser MSeries offrent aux utilisateurs une expérience sans précédent. Vous pouvez désormais l'amener chez vous en ligne, ce qui vous permet de choisir parmi de nombreuses séances d'entraînement dans votre propre environnement sécurisé via le streaming en ligne ou l'utilisation d'applications. De plus, vous pouvez participer gratuitement et en direct à diverses séances d'entraînement en ligne dispensées par l'équipe internationale d'instructeurs Keiser. Le vélo d'intérieur Keiser M3i se distingue du M3i Lite par son guidon réglable en 4 positions.

- Cadre en forme de V pour les utilisateurs
- Technologie de résistance magnétique
- Silencieux et fiable
- Ordinateur standard affichant la puissance en watts
- Bluetooth

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	H 124 cm
SKU leverancier	005507BBC
sku	1601796
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce