

1355307 - Tabouret Saar - hauteur d'assise 60 - 86 cm - Citron - 1 pc



Déscription

Tabouret de très bonne qualité. Equipé d'une base transversale chromée et d'un ressort à gaz chromé de série. Les roulettes standard sont en plastique dur. En option, on peut choisir des roues avec une bande de roulement souple. Cela permet d'éviter les rayures.

Attention: la couleur du tabouret telle que présentée sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier de la réalité.

Spécifications

| | |
|--|------------------------------|
| Marque | Wesseling |
| Roues | Oui |
| Anneau de pied | Non |
| Dossier | Non |
| Nombre de roues | 5 |
| sku | 1355307 |
| Couleur | Citron |
| Couleur châssis | Couleur de l'aluminium |
| Matériel châssis | Chrome |
| Réglable en hauteur avec un vérin à gaz | 60 - 86 cm |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de siège | Siège rond |