

1532514 - Tabliers de protection - non-tissé - 105 x 135 cm - bleu - 1 x 100 pcs



Déscription

Les tabliers de protection non-tissés sont confortables et légers, la matière est très respirante. Les tabliers ont de poignets élastiques et rubans à nouer à la taille. Il est porté par-dessus les vêtements par les soignants et les visiteurs et protège les patients des infections extérieures. Convient pour un usage unique.

Spécifications

Dimensions du produit	L 105 cm, H 135 cm
Composition	Non-tissé polypropylène 17gr/m ²
sku	1532514
Produits similaires	Oui
Couleur	Bleu
Taille	Universelle
Type d'emballage	Boîte