

## 1024345 - Marteau à reflexes Dejerine - 1 pc



### Déscription

Le marteau à réflexes Déjerine est un instrument d'examen neurologique en caoutchouc et en acier inoxydable, utilisé par les neurologues et les médecins généralistes. Il est conçu pour le contrôle précis des réflexes musculaires en tapant sur les tendons avec sa tête de marteau en caoutchouc.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Griffioen
<b>sku</b>	1024345
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Qualité instruments</b>	Standard
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce