

## 1013603 - Porte-instruments - hauteur 14 cm - diamètre 5 cm - 1 pc



### Déscription

Support sans soudure pour instruments, médicaux ou autres.

### Spécifications

<b>Dimensions du produit</b>	H 12 cm
<b>Diamètre du produit</b>	5 cm
<b>sku</b>	1013603
<b>Matériel instruments</b>	Inox
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce