

1601510 - Renol ceinture abdominale et pelvienne sécurisée renforcée - s/m - 60-110 cm - 1 pc



Déscription

La ceinture avec ceinture pelvienne intégrée empêche le patient de glisser vers le pied et l'empêche de se coincer dans la ceinture et de s'étouffer en essayant de se libérer. Cela garantit une sécurité optimale. Option nécessaire : 3 serrures + 1 clé. Il peut être utilisé avec les extensions RFB10200 et RFB10300.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFB09115P
Composition	Ceinture abdominale en nylon
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1601510
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Serrures
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	S/M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation abdominale
Usage de la fixation	Au lit/brancard