


**1543269 - Tiemann sonde avec ballon 5 - 10 ml - silicone - 41 cm -
Ch 18 - rouge - 1 x 10 pcs**



Déscription

La sonde de Tiemann en silicone est dotée d'une double lumière, d'un entonnoir conique proximal, d'une valve et d'un ballonnet distal. La sonde répond à la demande d'évacuation hygiénique de la vessie et de drainage postopératoire.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Dahlhausen |
| Stérile | Oui |
| Longueur de la sonde | 41 cm |
| Composition | Silicone |
| Sans latex | Oui |
| sku | 1543269 |
| Couleur | Rouge |
| Diamètre sonde | Ch 18 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIb |
| Sex | Hommes |
| Type d'emballage | Boîte |