

1006859 - Eucerin pH5 crème pour les mains - 75 ml - 1 pcs



Déscription

Active les protections naturelles de la peau grâce au système pH5 EnzymeProtection. Une crème douce et efficace pour les mains qui active les défenses naturelles de la peau.

Spécifications

Marque	Beiersdorf
Tube	Oui
Système de pompage	Non
Ingrédients	Aqua, Glycerin, Hydrogenated Coco-Glycerides, Panthenol, Stearyl Alcohol, Triisostearin, Cetyl Alcohol, Palmitic Acid, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Citric Acid, Sodium Citrate, Tocopherol, Sorbitan Stearate, Chondrus Crispus Extract, Tapioca Starch, Myristic Acid, Arachidic Acid, Oleic Acid, Xanthan Gum, Dimethicone, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Pentylene Glycol, Phenoxyethanol, Parfum
sku	1006859
Contenu	75 ml
Type d'emballage	Pièce
Valeur pH	5.0 - 6.5