

## 1553509 - Fixation pour main type moufle (S) - 1 pc



### Déscription

Moufle pour la fixation de la main **MOTOmed**, aussi pour des patients enfants.

#### Avantages

- Fixation facile et rapide de la main paralysée (faible) à l'entraîneur bras/torse, à la poignée ou aux appuis / supports divers
- Convient particulièrement aux personnes qui ont des difficultés à se tenir

### Spécifications

<b>Marque</b>	MOTOmed
<b>sku</b>	1553509
<b>Type d'emballage</b>	Pièce