

1553509 - Fixation pour main type moufle (S) - 1 pc



Déscription

Moufle pour la fixation de la main **MOTOmed**, aussi pour des patients enfants.

Avantages

- Fixation facile et rapide de la main paralysée (faible) à l'entraîneur bras/torse, à la poignée ou aux appuis / supports divers
- Convient particulièrement aux personnes qui ont des difficultés à se tenir

Spécifications

Marque	MOTOmed
sku	1553509
Produits similaires	Non
Type d'emballage	Pièce