

1010065 - Bassin de lit - pantoufle - oval - avec couvercle - 2000 ml - 1 pc



Déscription

Un bassin de lit ovale en plastique de forme ergonomique à utiliser dans les lits d'hôpitaux ou les maisons de retraite. Le bassin peut être stérilisé en autoclave.

Spécifications

Couverture	Oui
Autoclavable	Oui
Composition	Polypropylène
sku	1010065
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce