

1010065 - Bassin de lit - pantoufle - oval - avec couvercle - 2000 ml - 1 pc



Déscription

Un bassin de lit ovale en plastique de forme ergonomique à utiliser dans les lits d'hôpitaux ou les maisons de retraite. Le bassin peut être stérilisé en autoclave.

Spécifications

Couverture	Oui
Autoclavable	Oui
Composition	Polypropylène
sku	1010065
Produits similaires	Non
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce