

## 1515875 - Gants d'examen - Latex - stérile - S (6) - 70 paires



### Déscription

Des gants chirurgicaux entièrement anatomique avec doigts incurvés et rebord roulé.

Le processus de trempage hautement développé garantit une épaisseur de paroi des doigts au brassard. Il en résulte une sensibilité tactile idéale et moins de fatigue des mains même lors d'opérations plus longues.

Le gant est poudré avec de l'amidon de maïs pur, ce qui le rend facile à enfiler. Le processus de lavage multiple (lixiviation) rend le gant en latex naturel doux pour la peau et très confortable à porter.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Sempermed
<b>sku</b>	1515875
<b>Poudré</b>	Oui
<b>Composition</b>	Latex
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Taille</b>	S (6)
<b>Type d'emballage</b>	Boîte