

## 1019129 - Lubrifiant - gel K.Y. - tube - 82 gr - 1 pc



### Déscription

Lubrifiant transparent et inodore. Sans graisse et à base d'eau. Applicable comme conducteur pour l'imagerie à ultrasons.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Reckitt
<b>Composition</b>	aqua, glycerin, propylene glycol, hydroxyethylcellulose, methylparaben, sodium phosphate, disodium phosphate, propylparaben, tetrasodium EDTA
<b>sku</b>	1019129
<b>Type d'emballage</b>	Pièce