

1511769 - Infant Flow LP nasal masks M - 1 x 10 pcs



Déscription

Conçu pour une efficacité maximale du traitement et le confort du patient. Le soufflet flexible permet au masque de trouver une position naturelle sur le nez du nourrisson, ce qui minimise les fuites et maintient un niveau de PPCN constant. Une fenêtre d'observation permet de visualiser le nez et le septum du nourrisson. Emballage individuel, 10 pièces par boîte.

Spécifications

Marque	Vyaire
sku	1511769
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille du masque	Medium
Type d'emballage	Boîte
Type beademing	Ventilation non invasive