

## 1511769 - Infant Flow LP nasal masks M - 1 x 10 pcs



### Déscription

Conçu pour une efficacité maximale du traitement et le confort du patient. Le soufflet flexible permet au masque de trouver une position naturelle sur le nez du nourrisson, ce qui minimise les fuites et maintient un niveau de PPCN constant. Une fenêtre d'observation permet de visualiser le nez et le septum du nourrisson. Emballage individuel, 10 pièces par boîte.

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Vyaire                       |
| <b>sku</b>                       | 1511769                      |
| <b>Produits similaires</b>       | Non                          |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| <b>Taille du masque</b>          | Medium                       |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                        |
| <b>Type beademing</b>            | Ventilation non invasive     |