

1551089 - Lubrifiant - gel K.Y. - monodose 5 gr - 1 x 48 pcs



Déscription

Gel lubrifiant transparent K.Y. et inodore et est sans graisse et à base d'eau. Applicable comme conducteur pour l'imagerie par ultrasons.

Spécifications

Marque	Reckitt
Composition	aqua, glycerin, propylene glycol, hydroxyethylcellulose, methylparaben, sodium phosphate, disodium phosphate, propylparaben, tetrasodium EDTA
sku	1551089
Type d'emballage	Boîte