

STR2570009 - DT80-DT100 electrode 1,30 m - 1 pc



Déscription

DT80/DT100 electrode avec cable de 1,30 m de longueur.

Disponible par pièce.

Codage couleur à appliquer par l'utilisateur.

Autocollants de couleur pour codage visuel disponible sous la référence STR2570012.

Spécifications

Marque	Strässle
Normes	EN ISO 14971 EN 980 EN ISO 1041 EN ISO 13485:2016
sku	STR2570009
	2026-01-06T01:00:00+01:00
EKG catégorie	Electrodes & accessoires ECG
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce