

1543529 - MG 155 coussin de massage pour chaise - 1 pc



Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 45 cm, H 71 cm, L 40 cm
SKU leverancier	64312
Puissance	100 W
Fonction de chaleur	Oui
Chaleur infrarouge	Non
Programmes de massage	3
Nombre de fonctions	2
Nombre de têtes de massage	5
sku	1543529
Code CNK	CNK 4691-945
Produits similaires	Non
Alimentation	Alimentation secteur
Type d'emballage	Pièce