

## 1104361 - Seca 799 pèse-personne digitale à colonne avec fonction BMI - classe III - 200 kg - 1 pc



### Déscription

Alimentée par piles, la balance seca 799 à faible consommation d'énergie est flexible et autonome et ne nécessite que peu d'entretien ; elle convient parfaitement à une utilisation professionnelle quotidienne. Les roulettes de transport de cette balance à colonne permettent de la déplacer sans difficulté. La balance seca 799 est en outre dotée de fonctions judicieuses. Par exemple la fonction BMI qui permet une évaluation fiable du statut nutritionnel d'une personne. La balance à colonne peut, en option, également être dotée d'une toise seca 220 ou bien seca 224 qui permet alors de réaliser une économie de temps en déterminant le poids et la taille en une seule opération.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Taxe Bèbat</b>	0.05 EUR
<b>Poids max.</b>	200 kg
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Oui
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Oui
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1104361
<b>Classe pèse personnes</b>	Classe III
<b>Gradation pèse-personnes</b>	100 g < 150 kg > 200 g
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personnes numérique à colonne