

**1207637 - Pince hémostatique Mosquito - dentelée - droite - 12,5  
cm - 1 pc**



## Déscription

La pince médicale Halstead Mosquito est une pince artérielle dentelée et rectiligne, utilisée pour clamber brièvement ou immobiliser les vaisseaux sanguins sectionnés. Ces pinces sont en acier inoxydable et donc stérilisables.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Nopa
<b>Dimensions du produit</b>	L 12.5 cm
<b>Dents</b>	Oui
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>sku</b>	1207637
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Forme des instruments</b>	Droit
<b>Qualité instruments</b>	Chirurgical
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de pince</b>	Mosquito