

## 1622022 - Electrodes ECG - long term - liquide - adult - 50 mm - 30x50 pcs



### Déscription

La forme ronde des électrodes ECG permet une surface de contact plus grande avec la peau, améliorant ainsi la qualité et la précision du signal ECG tout en augmentant le confort du patient.

La mousse de polyéthylène se caractérise par sa légèreté, son élasticité, sa durabilité et ses propriétés hydrofuges. Elle est recouverte d'une colle acrylique pour assurer une bonne adhérence.

## Spécifications

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Marque</b>                                   | Sorimex                      |
| <b>sku</b>                                      | 1622022                      |
| <b>Normes</b>                                   | ISO 13485:2016-04            |
|   | Non                          |
| <b>Radio opaque</b>                             | Oui                          |
| <b>Application</b>                              | Long-term monitoring         |
| <b>Groupe cible</b>                             | Adultes                      |
| <b>Matériau de base</b>                         | Mousse de polyéthylène       |
| <b>Matériau de connexion du bouton-poussoir</b> | Inox                         |
| <b>Réglementation Européenne</b>                | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Shelflife</b>                                | 2 ans                        |
| <b>Taille</b>                                   | 50 mm                        |
| <b>Type d'emballage</b>                         | Boîte                        |