

1101507 - Chariot à linge voor 2 sac à linges - 2 couvercles - avec pédales - 1 pc



Déscription

Porte-sacs à linge composé d'une structure en tube d'acier inoxydable Ø 20 mm avec des roulettes pivotantes Ø 80 / 100 mm et 4 pare-chocs en caoutchouc. Porte-sac en nylon, avec un anneau de fixation des sacs en acier inoxydable, charnière en plastique, intégrée au porte-sac. Couvercle en polypropylène disponible en 5 couleurs : blanc (1545852), vert (1576755), rouge (1545856), bleu (1560302) et jaune (1576756). Les couleurs sont à préciser au moment de la commande.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 650 cm, H 950 cm
Couvercles assortis	1545852(blanc); 1545856(rouge); 1560302(bleu); 1576756(jaune); 1576755(vert)
Pédale	Oui
Support sac poubelle	Non
Nombre de roues	4
Nombre de couvercles inclus	2
Profondeur du produit	540 cm
sku	1101507
Composition sacs	En ligne
Configuration linge sale	2 sacs
Matériel	Acier inoxydable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce