

1552236 - Circuplode-E pour CURAPULS 670



Déscription

La Circuplode est une électrode à induction aux propriétés particulières. En utilisant un écran faradique, l'influence capacitive est éliminée et un champ magnétique pur est créé. Par conséquent, aucune énergie n'est absorbée dans les tissus adipeux superficiels, ce qui permet d'obtenir un effet de profondeur optimal. Cela contraste avec les électrodes à induction classiques, où l'effet de profondeur est limité par les courants capacitifs dans les tissus superficiels (graisse). La Circuplode-E est adaptée au traitement des grandes parties du corps telles que les articulations du genou et les grands muscles allongés.

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
sku	1552236
Produits similaires	Non
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce