

1006041 - Coton hydrophile - zigzag - 100 g - 1 x 80 pcs



Déscription

Les **Compresses Zigzag** d'ALAN & CO sont fabriquées en 100 % coton hydrophile blanchi ou en mélange coton/viscose. Elles offrent d'excellentes propriétés d'absorption et sont idéales tant pour les soins directs des plaies que pour les applications d'hygiène générale. Ces dispositifs médicaux sont conformes à la Pharmacopée Européenne et répondent aux normes de qualité et environnementales les plus strictes (Oeko-Tex, REACH).

Caractéristiques principales :

- Matériau : 100 % coton hydrophile ou coton/viscose, blanchi au peroxyde d'hydrogène (sans chlore ni agents de blanchiment optique).
- Conformité : Conforme à la Pharmacopée Européenne, à la norme Oeko-Tex Standard 100 et à la réglementation REACH.
- Application : Convient pour l'absorption des exsudats, le nettoyage des plaies et des instruments, ou l'application de produits sur la peau.
- Durée de vie : 5 ans à partir de la date de production.



Spécifications

Marque	Alan
Composition	100% coton
Stérile	Oui
sku	1006041
Contenu	100 g
Couleur	Blanc
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce