

1559845 - Gants d'examen Vinyl - non-stérils - poudrés - transparent - L - 10 x 100 pcs

Déscription

Gants Texa® vinyle poudrés non-stériles et AQL 1.5. Les gants conviennent comme protection de base contre les infections croisées pour le patient et l'utilisateur. Particulièrement adapté aux personnes allergiques au latex, un design ergonomique pour un maximum de confort à usage unique.

Spécifications

Marque	Texa
Poudré	Oui
Longueur de la manchette	24 cm
Composition	Vinyle
sku	1559845
Couleur	Blanc
Niveau de qualité	AQL 1.5
Stérile	Non
Taille	L
Type d'emballage	Carton