

## 1550381 - MG 151-1 3D appareil massage - 1 pc



### Déscription

Le coussin de massage shiatsu crée une atmosphère relaxante à la maison comme si vous étiez au spa avec des têtes de massage 3D qui vous offrent un traitement vraiment efficace. Que ce soit sur vos épaules, votre cou, votre dos ou vos jambes, l'appareil est très multifonctionnel. Avec 3 niveaux d'intensité et facile à utiliser avec l'élément de commande et l'arrêt automatique. Le matériau extérieur est en cuir.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 18 cm, H 13 cm, L 104 cm
<b>SKU leverancier</b>	64308
<b>Fonction de chaleur</b>	Oui
<b>Nombre de têtes de massage</b>	8
<b>sku</b>	1550381
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce