

## 1560008 - MST-4000 clamp d'échantillons de mucus - tube 11 cm - 70 ml - 1 x 50 pcs



### Déscription

Ce collecteur d'échantillons de mucus avec une longueur de tube de 11 cm et un bouchon à vis de rechange est conçu pour la bronchoscopie. Ce piège fourni d'une capacité de 70 ml est stérile et emballé individuellement. Il contient une fixation pour le cathéter d'aspiration et le tube de connexion d'aspiration ainsi qu'une étiquette pour le patient.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Pennine
<b>Dimensions du produit</b>	L 11 cm
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1560008
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte