

1552256 - Tête de traitement multifréquence - grande - pour SONOPULS 190/ 490/ 492



Déscription

Vous pouvez connecter la petite tête de traitement de 0,8 cm² et la grande de 5 cm² au Sonopuls 190/ 490/ 492, ce qui vous permet de passer rapidement d'une tête à l'autre.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Marque | Enraf-Nonius |
| sku | 1552256 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |