

## 1575610 - Hydroven 12 LymphAssist HomeCare



### Déscription

#### Gérez plus efficacement vos traitements lymphœdème dans le confort de votre domicile.

Le système de compression LymphAssist™ HomeCare de Huntleigh est le seul produit spécialement conçu pour compléter votre traitement traditionnel dans le confort de votre foyer. Le système de soins à domicile LymphAssist™ cliniquement prouvé et efficace se compose de deux parties, une pompe à un bouton facile à utiliser et une série de brassards gonflables à douze chambres.

Lorsqu'il est appliqué sur votre bras ou votre jambe, le système offre un schéma de traitement extrêmement apaisant et efficace qui imite la technique de drainage lymphatique manuel (MLD) précédemment administrée par votre thérapeute. La pompe gonfle doucement chacune des chambres qui se chevauchent dans le brassard, en appliquant une très légère pression sur le membre affecté. Ce modèle de pression dégage la zone en dirigeant le liquide lymphatique accumulé dans le réseau lymphatique collecteur fonctionnel, où il peut circuler plus librement.

Le modèle préprogrammé dure environ 35 minutes et peut être appliqué à un seul membre ou aux deux membres (bras et/ou jambes) en même temps.

L'appareil est fourni sans accessoires, voir l'onglet des produits assortis pour les accessoires assortis.

### Spécifications

Marque	Huntleigh
sku	1575610
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce