

1627473 - Trocar cathétere thoracique - 24 cm - Ch 12 - 1 pc



Déscription

Le cathéter à trocar est introduit dans la cavité pleurale après l'incision cutanée. Une fois le trocar retiré, la partie restante du cathéter est raccordée à un système de drainage thoracique.

Tailles :

- Les tailles Ch 8, 10, 12 et 16 ont une extrémité en forme d'entonnoir.
- Les tailles Ch 20, 24, 28 et 32 ont une extrémité lisse.

Disponible en version à 2 et 3 orifices

- Cathéters à 2 orifices : 8 Ch (24 cm), 10 Ch (24 cm), 12 Ch (24 cm)
- Cathéters à 3 orifices : 16 Ch (26 cm), 20 Ch (40 cm), 24 Ch (40 cm), 28 Ch (40 cm), 32 Ch (40 cm)

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Composition	PVC, PP, sulfate de baryum, trocart : aluminium (à partir de la taille Ch 20), acier inoxydable (Ch 8-16)
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Aiguille de sécurité	Non
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1627473
Longueur	24 cm
Diamètre externe	Ch 12
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce