


## 1104571 - Accutrend Plus système - 1 pc



### Déscription

Le système Accutrend® Plus est un appareil portable qui permet de mesurer tout en souplesse les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires ainsi que le taux de lactate. L'appareil est conçu pour une utilisation en cabinet médical ou en clinique, en d'autres termes en dehors des laboratoires, ainsi que pour l'auto-contrôle par le patient, à la maison ou lors de la pratique d'un sport. La mesure ne requiert qu'une faible quantité de sang capillaire.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Roche
<b>Taxe Bebat</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1104571
<b>Réglementation Européenne</b>	IVD 98/79/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce